



МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НПАО АМИКО — ведущий российский разработчик и производитель медицинского диагностического оборудования и аксессуаров более двадцати пяти лет, предлагает медицинскую мебель для лечебных учреждений.

Мебель производится на наших заводах в непосредственной близости от Москвы и отвечает всем стандартам в области дизайна, качества изготовления, использования современных материалов.



Высокое качество

Компания АМИКО производит мебель только из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и надежность. Она изготавливается из листового оцинкованного металла с полимерным покрытием, стойким к механическому и химическому воздействию, обеспечивающим долговечную и надёжную эксплуатацию.

Нержавеющая сталь применяется при изготовлении мебели для помещений с самыми высокими требованиями к гигиене. Также используется закаленное стекло, комплектующие и фурнитура лучших отечественных и зарубежных производителей.



Устойчивость к механическому и химическому воздействию

Эргономика

Медицинская мебель АМИКО имеет удобную и практичную конструкцию, которая позволяет врачам и пациентам чувствовать себя максимально комфортно при эксплуатации.

Безопасность

Медицинская мебель АМИКО прошла необходимые тесты на безопасность и санитарные нормы. Ее поверхность легко дезинфицировать, что позволяет поддерживать высокую степень гигиены в медицинских учреждениях.

Разнообразие

Компания АМИКО предлагает широкий ассортимент и размерный ряд медицинской мебели, позволяющий реализовать все потребности различных медицинских учреждений.