



## НЕГАТОСКОПЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ

Негатоскопами оснащены рентгеновские диагностические отделения, врачебные кабинеты различного профиля и учебные классы.

Негатоскопы используются для просмотра рентгенограмм (обычно это негативное изображение) и любых медицинских изображений, выводимых на прозрачные пленки.

Мы выпускаем несколько моделей, из которых базовой является НЕГА Н-РМ-01 (на два снимка 300 × 400 мм).





### НЕГА-Н-PM-01

Габариты (Д×Ш×Г)	480×650×140 мм
Экран	440×610 мм
Количество снимков на экране	2 (300×400 мм)
Потребляемая мощность	200 Вт
Время становления режима	не более 30 сек
Масса	не более 10 кг



### НЕГА-Н-PM-02

Габариты (Д×Ш×Г)	480×1260×140 мм
Экран	440×1220 мм
Количество снимков на экране	4 (300×400 мм)
Потребляемая мощность	600 Вт
Время становления режима	не более 10 сек
Масса	не более 20 кг



### НЕГА-Н-PM-03

Габариты (Д×Ш×Г)	500×400×140 мм
Экран	460×360 мм
Количество снимков на экране	1 (350×430 мм)
Потребляемая мощность	200 Вт
Время становления режима	не более 10 сек
Масса	не более 8 кг

### Общие характеристики

Источник света	люминесцентные лампы *
Источник питания	220 В, 50 Гц
Яркость	2000 кд/м <sup>2</sup>
Неравномерность яркости	не более 30%
Время непрерывной работы	6 часов
Материал корпуса	полихлорвиниловый профиль с АБС покрытием
Материал экрана	молочное акриловое стекло

\* По запросу возможно исполнение со светодиодными лампами и светодиодными линейками.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики и внешний вид оборудования.

© НПАО «АМИКО», 2023. Все права защищены.

МАР-2023