



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

**ОДЕЖДА
ДВЕРИ, ОКНА, СТАВНИ
ШИРМЫ**



ШАПОЧКА
0,25 мм Pb

ВОРОТНИК
0,35 мм Pb



МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ



ФАРТУК ОДНОСТОРОННИЙ
0,25 мм Pb; 0,35 мм Pb



**ФАРТУК ОДНОСТОРОННИЙ
СО СТОЙКОЙ**
0,25 мм Pb



ФАРТУК ДВУХСТОРОННИЙ
0,35 мм Pb



ЮБКА
0,35 мм Pb; 0,5 мм Pb



ПЕРЕДНИК
0,35 мм Pb; 0,5 мм Pb



**ФАРТУК
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ОРТОПАНТОМОГРАФА**
0,35 мм Pb



**ФАРТУК
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ**
0,35 мм Pb



ЮБКА
0,35 мм Pb



ВОРОТНИК
0,35 мм Pb




ФАРТУК
0,35 мм Pb



**КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН №1
(7 ЭЛЕМЕНТОВ)**
0,5 мм Pb

**КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН №2
(4 ЭЛЕМЕНТА)**
0,5 мм Pb



ПЕЛЕРИНА
0,35 мм Pb

ПАЦИЕНТАМ

ДЕТЯМ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ШИРМЫ



**ШИРМА БОЛЬШАЯ
ФРОНТАЛЬНАЯ**



**ШИРМА БОЛЬШАЯ
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ
ПАНЕЛЯМИ**



**ШИРМА БОЛЬШАЯ
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ДВУМЯ
БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ**



**ШИРМА МАЛАЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА**



**ШИРМА МАЛАЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВРАЧА
(ХИРУРГИЧЕСКАЯ)**



**ШИРМА МАЛАЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВРАЧА
(С КРЕСЛОМ)**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделий.
Продукция зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

НПАО «АМИКО»
а/я 22, Москва, 117556
тел.: +7 495 742-41-60
info@amico.ru



www.amico.ru



**РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ
ДВЕРИ
ОКНА
СТАВНИ**